



Lieber Herr Hupprich,

anlässliche der Honigprämierung haben wir einige Honige zusätzlich zur GOX–Analyse an das Labor AMP–Lab geschickt. Dieses hat den Honig auf seine Enzymaktivität untersucht. Bei der Übergabe der Urkunden hat der Laborleiter Tobias Kamp die erstaunlichen Ergebnisse der Untersuchung eingeordnet. Details dazu können Sie hier nachlesen.

Ihr Honig gehörte zu der Auswahl, die wir an AMP-Lab geschickt haben. Das detaillierte Ergebnis der Untersuchung liegt uns inzwischen vor. Der GOX-Wert Ihres Honigs beträgt: 95 nmol/min*g (PR-ID: 2024154)

Ab einem Wert von 50 nmol/min*g können Sie für Ihren Honig von AMP-Lab ein GOX-Siegel erwerben. Details dazu erfahren Sie hier. Mit dem GOX-Siegel unterstreichen Sie die besondere Qualität Ihres Honigs.

Sofern Sie das GOX-Siegel als Zusatzetikett auf Ihrem Imker-Honigglas vom Deutschen Imkerbund e.V. anbringen möchten, weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass Sie sich solche zusätzlichen Etiketten vom D.I.B. in Wachtberg genehmigen lassen müssen. Eine formlose E-Mail reicht hierfür aus.

Sollten Sie Fragen zum Themenkomplex GOX haben, wenden Sie sich gerne an die IVR-Geschäftsstelle in Mayen.

Herzliche Grüße Ihr Imkerverband Rheinland e.V.